

Q45

PR1

Nazwa Procedury	Średnia liczba wykonań	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpiła
Kreatynina	2,25	100	4,00
Morfologia krwi 8 parametrowa	2,50	100	4,00
POTAS (K) Z SUROWICY	2,50	100	4,00
SÓD (NA) Z SUROWICY	2,50	100	4,00
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)	1,00	75	3,00
CZAS PROTROMBINOWY (PT)	1,00	75	3,00
Glukoza z krwi żyłnej	2,00	50	2,00
Grupa krwi	1,00	50	2,00
ALAT	1,00	25	1,00
ASPAT	1,00	25	1,00
Białko C-reaktywne (CRP)	2,00	25	1,00
Bilirubina całkowita	1,00	25	1,00
Chlorek	3,00	25	1,00
OZNACZANIE GLUKOZY METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ Z SUROWICY	1,00	25	1,00
OZNACZANIE MOCZNIKA METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ Z SUROWICY	1,00	25	1,00
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)	1,00	25	1,00
układ krzepnięcia	2,00	25	1,00
Zdjęcia RTG klatki piersiowej p-a lub a-p	1,00	25	1,00
Próba zgodności serologicznej	2,00	22,5	1,00
Arteriografia - inne	1,00	17,5	1,00
Oznaczenie grupy układu ABO i RH z kontrolą przeciwciał met. mikrotestów aparat wraz z powtórzeniem	1,00	6,25	1,00

PR2

Nazwa Procedury	Średnia liczba wykonań	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpiła
Konsultacja anestezyjologiczna	1	50,00	2